

BODY

COMFORT

SINCE 1992

CZ

Parafínová lázeň BODY COMFORT BC 01

Návod na obsluhu + záruční list / str.2-7 /

SK

Parafínový kúpeľ BODY COMFORT BC 01

Návod na používanie + záručný list / str.8-13 /

GB

Paraffin wax spa BODY COMFORT BC 01

Instruction manual + guarantee sheet / page 14-19 /



Copyright © BODY COMFORT 08/ 2014 – 2024



CE

CZ Návod na obsluhu + záruční list

Děkujeme Vám za důvěru, projevou zakoupením naší parafinové vaničky BODY COMFORT BC 01.

Tato parafinová lázeň je určena na relaxaci a únik od každodenního stresu, osvěžení, omlazení, oživení Vašeho těla i mysli v průběhu několika minut.

Za účelem získání co největšího množství informací o používání této parafinové lázně je nutné si před prvním použitím ale i následně pozorně přečíst celý návod na obsluhu a především dodržovat bezpečnostní pokyny v něm popsané.



POPIS PARAFÍNOVÉ VANIČKY BODY COMFORT BC 01:

1. průhledný plastový poklop
2. vnitřek parafinové vaničky
3. ochranná plastová vložka / mřížka
4. ovládací panel
5. spodní část vaničky
6. zásuvka pro koncovku elektrického kabelu na vaničce
7. hlavní vypínač na vaničce
8. tlačítko „II“ zastavení ohřevu a udržování teploty dosažené v momentě potlačení tohoto tlačítka
9. tlačítko „I“ zapnutí vyhřívání
10. levá červená kontrolka potvrzení napojení vaničky na elektrický zdroj
11. pravá červená kontrolka funkce vyhřívání
12. tlačítko regulace zvyšování teploty ohřevu
13. tlačítko regulace snižování teploty ohřevu
14. číslíkový displej zobrazující teplotu vyhřívacího tělesa ve stupních Celsia
15. koncovka elektrického kabelu zasunuta do vaničky

Tato parafinová lázeň se může používat pouze na účely popsané v tomto návodu na obsluhu. Je určena výlučně na vyhřívání parafínu a ničeho jiného !Nikdy se nesmí vyhřívát prázdná a nesmí se používat na ohřev vody ani žádné jiné tekutiny a ani voda ani žádná jiná tekutina se do ní nikdy nesmí lít !

V zájmu dosažení co nejdelší životnosti tohoto přístroje se doporučuje používat výhradně parafin BODY COMFORT.

UVEDENÍ PARAFÍNOVÉ VANIČKY BODY COMFORT BC 01 DO PROVOZU:

- vyjměte parafinovou vaničku z obalu
- zvedněte víko-poklop a vyjměte všechny výplně, doplňky a obaly tak aby byla vanička prázdná
- postavte parafinovou lázeň na pevný, suchý, vodorovný, plochý a nehořlavý podklad
- vyjměte plastovou ochranou mřížku
- parafin po sejmutí jeho obalu rozkrájejte na co nejmenší možné kousky (urychlí se tím čas jeho tání)
- připravený parafin -bez obalu -vložte do vaničky
- tato vanička má na pravé spodní straně speciální otvor na zasunutí jedné strany koncovky elektrického kabelu a vedle něho je hlavní vypínač parafínky. Pro vypnutí parafínky je potřeba tento hlavní vypínač zatlačit v poloze „0“. Naopak zatlačením do polohy „I“ se uvede parafínka do provozu, ale to až po zasunutí obou konců přiloženého elektrického kabelu do zásuvek na to určených: jednu do otvoru na parafínce hned vedle hlavního vypínače a druhou následně do zásuvky elektrické sítě 230 V / 50 Hz.
- druhou koncovku elektrického kabelu je třeba zasunout do zásuvky elektrické sítě 230V / 50 Hz
- po vyjmutí všeho příslušenství a doplňků z vaničky vložíme do ní parafin /maximální množství u této parafínky je max. do 5 kg parafínu / a přiložíme víko na vrch vaničky
- po zapnutí hlavního vypínače do polohy „I“ se rozsvítí levá červená kontrolka a na číslíkovém displeji se zobrazí číslo poslední udané-nastavené teploty ohřevu
- vícenásobným potlačením pravé horní šípky směrem nahoru, nebo naopak dolní šípky směrem nadol, podle libovůle, si určíme teplotu na kterou se má rozehtát vanička a tedy i parafin. Nejvyšší maximální možná teplota ohřevu u tohoto modelu je až 85 stupňů Celsia. Na spuštění této funkce a zfunkčnění rozehtávání je potřeba potlačit levé horní tlačítko „I“, čímž se spustí do chodu ohřev a začne stoupat teplota vyhřívání a souběžně začne blikat pravá červená kontrolka až dokud teplota parafínky / topného tělesa vevnitř parafínky/nedosáhne předvolenou teplotu. Po dosažení předvolené teploty přestane pravá červená kontrolka blikat a bude svítit trvale – je to znak toho, že vanička dosáhla nastavenou teplotu a tedy je v nastaveném provozním / funkčním režimu
- pro změnu nastavení teploty je vždy potřeba nejprve potlačit tlačítko vlevo nahoru „I“ a pak následně si vyregulovat želanou teplotu ohřevu šípkami nahoru nebo dolů a následním opětovným potlačením tlačidla vlevo nahoru „I“
- !!!Důležité upozornění ! Vanička se smí rozehtávat vždy výlučně jenom vtedy, když je v ní parafin ! Nikdy se nesmí rozehtávat bez parafínu !!! Nikdy se do vaničky nesmí lít ani v ní ohřívát voda !
- po určitém čase když vanička dosáhne nastavenou teplotu, namísto blikání pravé červené kontrolky, tato začne trvale svítit

- parafin je použitelný pouze rozpuštěný, ale zároveň nesmí být moc horký aby nedošlo k popálení pokožky! Maximální přípustná teplota parafinu pro humánní používání může být maximálně do 60 stupňů Celsia!
- Čas tání při prvním rozehrívání 1 kilogramu BODY COMFORT nízkotopného parafinu „46“ při nastavení nejvyššího/nejsilnějšího ohřevu 85 stupňů Celsia, je pouhých cca 50 minut, při dalším použití max. do cca 55 minut. Délka času tání parafinu je nejvíce závislá kromě jiných, především od následujících 3 faktorů: množství parafinu, teploty ohřevu a bodu tání parafinu. Např. 2 kg nízkotopného BODY COMFORT parafinu „46“ taje pouhých cca 60 minut = 1 hodinu.
- !!! Důležité upozornění !!!- Parafin se NESMÍ aplikovat ihned po roztání !!! Mohlo by tak dojít k popálení ! Ihned po roztání totiž může mít parafin i vanička teplotu i kolem 85 stupňů Celsia a více !!!
- parafin je možné aplikovat na pokožku až po snížení teploty parafinu na přijatelnou teplotu, což je maximálně do 60 stupňů Celsia, optimálně kolem 50-55 stupňů Celsia. Toto je možné docílit tak, že se po roztání parafinu nastaví teplota na displeji například na 55 stupňů Celsia a je třeba počkat dokud teplota parafinu klesne na tuto teplotu – což trvá obvykle zhruba cca 25-35 minut. Až po poklesu teploty parafinu pod 60 stupňů Celsia je parafin bezpečně použitelný ! POZOR !: rozdíl mezi teplotou zobrazenou na displeji a reálnou teplotou parafinu může být i do +/- 5 stupňů Celsia z důvodu setrvačnosti
- účel plastové mřížky je případná ochrana před případným popálením ruk nebo chodidel o dno vaničky. V každém případě je třeba plastovou mřížku po použití vytáhnout z vaničky a nechat jí mimo vaničky, protože při dalším rozehrívání a tání parafinu by dost podstatně prodlužovala čas tání parafinu
- teplotu ohřevu parafinu u této vaničky je možné si nastavit na jakoukoli teplotu. Je ovšem důležité vědět, že při teplotě vyšší jak 60 stupňů Celsia může dojít k popálení pokožky ! A zároveň každý parafin má svůj bod tání. K této parafince originálně dodaný parafin má bod tání cca 46 stupňů Celsia, takže pro jeho udržování v roztátém stavu je potřeba vaničku udržovat v tepelném pásmu cca kolem 50-55 stupňů Celsia.
- vždy před použitím parafinu je dobré si vyzkoušet teplotu krátkým namočením ruky do parafinu, neboť citlivost na teplotu je u každého jiná.
- funkce tlačítka „II“ je zastavení vyhřívání na té teplotě, na které se právě vanička + parafin nachází. Při jaké aktuální teplotě se tlačítko potlačí = zastaví, při takové teplotě zůstane
- !!! Důležité upozornění: když se vyhřívání nastaví na určitou teplotu a když ji dosáhne, vyhřívání se automaticky vypne a bude jí udržovat. Přitom ovšem obvykle nastává standardní situace vyhřívacích zařízení, že teplota může ještě setrvačně stoupnout o pár stupňů výše /maximálně 5 stupňů Celsia topného tělesa / ale pak může i klesnout / rovněž maximálně o 5 stupňů Celsia /, přičemž po poklese se automaticky zapne ohřev na udržování zvolené teploty parafinu. Znamená to, že parafin i topné těleso nebude trvale a přesně na určené teplotě, ale jeho teplota se bude pohybovat v určitém rozpětí kolem nastavené teploty – to je běžná praxe vyhřívacích + vyhřívání těles !
- ! Důležité upozornění ! Do vaničky se nesmí nic vkládat při tání parafinu ! Ruce, případně chodidla, se mohou vložit do vaničky výlučně až vtedy, když bude na displeji alespoň 3 až 5 minut bez blikání zobrazená teplota maximálně 60 stupňů Celsia ale i nižší, optimálně kolem 52-55 stupňů Celsia. Podle možnosti není třeba ruce ani chodidla přikládat k aluminiovému okraji vaničky, aby se tak co i jen preventivně předešlo případnému popálení citlivější pokožky
- tato parafinová vanička je určena pouze pro humánní účely !
- tato vanička je určena pro domácí i profesionální používání

ÚČINEK PARAFÍNOVÉ LÁZNĚ A ZÁBALŮ:

PARAFÍNOVÁ LÁZEŇ A ZÁBAL = lokální termoterapie.

Termoterapie je jednou z nejstarších přírodních terapií.

Teplota tekutého parafinu při aplikaci závisí od stupně tání parafinu, ale obvykle se pohybuje kolem cca 50-55°C. Parafin se na postižené místo nanese štětcem v několika vrstvách (záda, klouby, obličej atd.), nebo se ruce, chodidla, lokty několikrát ponoří do vaničky s roztátým nahřátým parafinem. Parafinové zábaly představují proceduru, která kombinuje zdravotní i estetické účinky. Běžně se aplikují v lázních především na oblast páteře, kloubů a svalů. Parafinové zábaly působí jako mini-sauna, využívá se pozvolného předávání suchého tepla z parafinu k hloubkovému prohřátí, které vyvolá reakce termoregulačního typu, v důsledku toho dochází k zlepšení prokrvení ošetřeného místa a tím k stimulaci regenerace tkání, uvolnění svalových spazmů, je urychlen metabolismus a zvyšuje se odolnost organismu. Parafinové zábaly napomáhají nejen k uvolnění a snížení bolesti pohybového aparátu, ale mají blahodárný účinek na celé tělo, uživatel se cítí uvolněně, účinek je rychlý a dostavuje se vysoký a okamžitý kosmetický efekt - pokožka je sametově hebká.

INDIKACE LOKÁLNÍ APLIKACE TEPLA:

problémy pohybového systému pourazového, nebo degenerativního původu, chronická revmatoidní artritida a další postižení především drobných kloubů končetin, osteoartrózy, Bechtěrevova nemoc, páteřní bolestivý syndrom, neurologická onemocnění, tenisový loket a všude tam kde teplo přináší úlevu od bolesti.

V KOSMETICE:

Parafinový zábal je velmi příjemná aplikace teplého kosmetického parafínu na obličej, dekolt, ruce, nebo chodidla. Dochází k celkovému prohřátí, prokrvení a hydrataci ošetřené pokožky. Před aplikací se doporučuje nanést výživný pleťový krém, nebo masku, která se pak beze zbytku vstřebá. Během zábalu dochází k předání tepla a účinných minerálů do pokožky, zvyšuje se její prokrvení, změkčení a zvyšuje se její tonus, zároveň má blahodárný vliv na drobné klouby, uvolňují se svalové spazmy. Mezi nejoblíbenější patří parafinové zábaly rukou. Pravidelnými parafinovými zábaly se docílí nejen zpevnění nehtů, krásné jemné hedvábné pokožky, jejímu viditelnému a okamžitému omlazení, ale dojde k uvolnění drobných kloubů, ztuhlého zápěstí, které jsou následkem jednostranné námahy např. při práci na počítači.

MASÉŽI:

Před masáží, k prohřátí a uvolnění masírovaných oblastí a tím zvýšení účinku masáže.

POSTUPY PŘI APLIKACI PARAFÍNOVÉ LÁZNĚ

*** parafinový zábal rukou:**

- před vložením ruky do vaničky je nutno z ní vše sundat (prsteny, náramky, rukavičky atd.). Ruce umyjte a utřete do sucha, doporučuje se je natřít vhodným pleťovým krémem,
- prsty lehce roztáhněte a pomalu ponořte celou dlaň do parafínu, chvíli vydržte, ruku pomalu vyndejte a po cca 3 vteřinách znovu ponořte. Toto opakujte asi tak 3x-až 5x, až se stane parafinový zábal neprůhledný. Čím bude vrstva parafinového zábalu silnější, tím se zvyšuje účinek zábalu. Při namáčení si musíte dávat pozor aby se ruce nedotýkali bočních stěn a dna vaničky, protože by mohlo dojít k jejich případnému popálení. S rukou po celou dobu procedury nehýbejte, aby zábal nepopraskal – to je velmi důležité!
- Na parafinový zábal si natáhněte igelitový návlek a následně termorukavice, čímž se dosáhne vyšší účinek a doporučuje se nechat zábal na ruce minimálně 15 minut působit.
- Po vychladnutí parafínu si ruku vyjměte z termorukavice, sundejte igelitový návlek a sejměte z ruky parafín. Takto použitý parafín se v salonech nesmí z hygienických důvodů vícekrát používat a individuálně se rovněž nedoporučuje vícekrát používat, neboť v něm zůstávají mrtvé buňky z pokožky.
- Následně se doporučuje vmasírovat oleje, nebo jiné kosmetické přípravky do pokožky, čímž se dosáhne vyšší regenerační a osvěžující účinek parafinového zábalu

*** parafinový zábal nohou:**

u parafinových zábalů nohou postupujte obdobně jako u zábalů rukou, stejně lze namáčet lokte, zápěstí, nebo použít parafinový nátěr. **POZOR !:** v parafinové vaničce se nikdy nesmí stát, musí se používat pouze v sedě!

*** parafinový nátěr:**

velké plochy (záda) a klouby se natírají štětcem, vždy v několika vrstvách, následně je třeba přiložit igelitovou folii a na ni ručník. Pro i po aplikaci je postup stejný jako u zábalu.

Na obličej a dekolt si nejprve naneste pleťovou masku a na ni aplikujte parafinový nátěr - vždy je nutné nejprve teplotu vyzkoušet, neboť pokožka je v těchto místech citlivá, (aplikace se nedoporučuje při rozšířených pórech a popraskaných žilkách) a také pozor na pokožku kolem očí, která je velmi citlivá !

Místo štětce lze do parafínu namočit mul, nebo netkanou textilií kterou je možné následně přiložit na tělo jako obklad a dále pokračovat jako u nátěru štětcem.

Poznámka:

V případě aplikace pro více osob výrobce důrazně upozorňuje na dodržování veškerých platných hygienických předpisů!

Víko musí být na přístroji po celou dobu zahřívání parafínu. Po každé aplikaci je nutno dát víko zpět na přístroj.

Po ukončení aplikace je třeba přístroj vypnout potlačením hlavního vypínače do polohy „O“ a následně vytáhnutím koncovky elektrického kabelu z elektrické sítě. Plastovou ochrannou mřížku ze dna vaničky je třeba vyjmout až po vypnutí parafínky. Po ztuhnutí parafínu lze tuto mřížku položit zpět na ztuhlý parafín a vaničku přiklopit víkem.

POSTUP PŘI ČIŠTĚNÍ PARAFÍNOVÉ LÁZNĚ:

- před čištěním zapněte přístroj do provozu a nechte zapnutý do té doby, než bude parafín viditelně rozehřátý okolo celého obvodu vaničky,
- přístroj vypněte a vytáhněte koncovku elektrického kabelu z elektrické sítě,

- opatrně vyjměte-vylijte do speciální tepelně-odolné nádoby na to určené a tak aby nedošlo k popálení, vnitřní část vaničky vytřete papírovou utěrkou, nikdy nevylévejte horký parafin s teplotou vyšší jako 55 stupňů Celsia!
- Venkovní část se čistí měkkou utěrkou a neagresivními čistícími prostředky,
- parafinovou vaničku nikdy nečistěte ostrými předměty, nesmí se škrábat, používat drsné předměty, aby nedošlo k poškození přístroje ani jeho částí,
- pokud používá parafinovou vaničku jedna osoba, doporučuje se po max. cca 40 použitích vaničku vyčistit a vyměnit parafin.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

V případě používání elektrických spotřebičů, obzvláště v prostředí kde se pohybují děti, se musí dodržovat základní bezpečnostní předpisy a především následující instrukce:

- před prvním použitím je třeba si pozorně přečíst celý návod na obsluhu, včetně níže uvedených bezpečnostních pokynů a dodržovat je !
- vždy po ukončení používání je třeba koncovku elektrického kabelu vytáhnout ze zásuvky elektrické sítě
- !!! nikdy se tento přístroj nesmí používat v době koupele, sprchování, v mokřím a ani vlhkém prostředí!
- nikdy se tato vanička nesmí ukládat a ani skladovat v místě, kde by mohla spadnout do vany, umyvadla, nebo jiné tekutiny !
- tato parafinová vanička se nesmí namáčet do vody nebo jiné tekutiny!
- NIKDY NESAHEJTE NA PŘÍSTROJ, KTERÝ SE NAMOČIL DO VODY, NEBO JINÉ TEKUTINY ! POKUD NASTANE TAKOVÁ SITUACE, PŘÍSTROJ OKAMŽITĚ ODPOJTE OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ A ZAŠLETE DO AUTORIZOVANÉHO SERVISNÍHO STŘEDISKA!
- po dobu užívání musí být přístroj vždy pod dohledem dospělé svéprávné osoby, pokud se v blízkosti přístroje pohybují děti, invalidé, nebo nesvéprávné osoby ,je nutný zvýšený dohled!
- parafinová vanička musí být vždy při vkládání nebo přidávání parafinu, nebo jiné manipulaci vypnuta z elektrické sítě
- tato parafinová vanička se nesmí používat, pokud dojde k poškození elektrického kabelu, jeho koncovky, když přístroj nepracuje spolehlivě, po pádu nebo jiném poškození, namočení, pádu do vody. Ve všech těchto případech doručte přístroj do autorizovaného servisního střediska!
- v případě neoprávněného nebo nekvalifikovaného zásahu do přístroje jakoukoli neautorizovanou osobou zaniká nárok na záruční plnění a výrobce neručí za případné vzniklé škody!
- elektrický kabel se nesmí dotýkat tohoto přístroje, rovněž jiné elektrické kabely se nesmí dotýkat parafinové vaničky
- tato parafinová vanička se nesmí používat v době spánku, nebo podřimování
- tato parafinová vanička se může používat pouze v interiérech, nesmí se používat v aerosolovém prostředí, nebo kde se pracuje s kyslíkem, nebo jinými výbušnými plyny
- tato parafinová vanička by nikdy neměla být napojená na prodlužovací elektrický kabel
- horký parafin se nesmí aplikovat na citlivá místa např. kolem očí, aby se nepoškodila pokožka, vždy si teplotu parafinu vyzkoušejte předem
- elektrický kabel nesmí být pohozen tak, aby bylo možno za něj zatáhnout, nebo o něj zakopnout a tak strhnout vaničku, tím ji poškodit, případně popálit osoby, či způsobit jinou škodu. Vanička musí být vždy ve vodorovné poloze na pevném podstavci. Pozor je třeba dávat především v přítomnosti dětí!
- nikdy se nedotýkejte elektrického kabelu a jeho koncovky mokřýma, nebo vlhkýma rukama, rovněž přístroj vždy zapínejte, nebo vypínejte výlučně suchýma rukama.
- tato parafinová vanička se nikdy nesmí tahat, nebo nést za elektrický kabel.
- v této parafinové vaničce se nikdy nesmí stát, ani na ní stát nebo sedět, vždy se smí používat pouze v sedě!
- tuto parafinovou vaničku je třeba skladovat na suchem místě, mimo dosahu dětí a v zájmu ochrany před poškozením a znečištěním v původním obalu.
- parafin pro tento účel se nikdy nesmí zahřívat na kamnech, v mikrovlnné troubě, ale ani v žádných plastových obalech !
- do tohoto parafinu BODY COMFORT se nesmí používat žádné přísady, v opačném případě výrobce neručí za případné poškození a vzniklé škody, zároveň se na takto upravený parafin nevztahuje ujištění o shodě.

PARAFÍNOVÁ LÁZEŇ SE NESMÍ APLIKOVAT V TĚCHTO PŘÍPADECH:

- otevřené řezné a jiné rány
- oblasti zanícené pokožky

- periferní vaskulární onemocnění, při kterých je oslabená cirkulace
- oblasti akutních zánětů, nebo oblastí kde je snížena citlivost vjemů
- ihned přerušete používání pokud by parafín způsobil dermatitidu
- pokožka na kterou se aplikuje parafín musí být naprosto suchá
- v případě pocitu velkého horka, nebo chladu v době používání parafínové lázně aplikaci přerušete, protože to může naznačovat zdravotní problémy a poraďte se svým ošetřujícím lékařem. Rovněž v případě nejasností ohledně periferně vaskulárních onemocnění a jakýchkoli jiných onemocnění se poraďte s vaším ošetřujícím lékařem, nebo fyzikálním terapeutem.

Technické parametry vaničky: 230 V/ 50 HZ – max. 300 Watt

!V případě jakékoli nejistoty nebo pochybností ohledně správného použití neváhajte napsat dotaz na: info@bodycomfort.biz nebo případně zavolat na 724 020 444 !

V České republice je právně závazný pouze český text tohoto návodu na používání.

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobce / dodavatel poskytuje na tuto parafínovou lázeň BODY COMFORT BC 01 v případě individuálního používání záruku v délce 2 roky od data prodeje. V jakémkoli případě profesionálního nebo výdělečného používání platí záruka 6 měsíců od data zakoupení.

Po tuto dobu bude v odůvodněném případě bezplatně odstraněna výrobní, nebo konstrukční vada. Případné náklady na přepravu do servisu nejsou předmětem záručního plnění.

Nárok na záruku zaniká v případě jakéhokoli nepovoleného neautorizovaného zásahu do přístroje neautorizovanou osobou, nebo v případě používání tohoto přístroje na jiný účel, než je uveden v tomto návodu na obsluhu a také nedodržetím výše uvedených pokynů a návodů na obsluhu parafínové lázně BODY COMFORT BC 01

Případné nároky na záruční plnění je oprávněn řešit výlučně autorizovaný servis:

BODY COMFOFRT s.r.o.

Velvarská č.1

25262 – Horoměřice

e-mail: info@bodycomfort.biz

www.bodycomfort.biz

tel. 724020444

DATUM PRODEJE:.....

PODPIS A RAZÍTKO PRODEJCE:.....

DOVOZCE:

BODY COMFOFRT s.r.o.

Velvarská č.1

25262 – Horoměřice

e-mail: info@bodycomfort.biz

www.bodycomfort.biz

tel. 724020444

Návod na používanie + záručný list

Ďakujeme Vám za dôveru, prejavenu zakúpením nášho parafínového kúpeľa BODY COMFORT BC 01.

Tento parafínový kúpeľ je určený na relaxáciu a únik od každodenného stresu. Osviežte, omladnite, oživte Vaše telo aj myseľ v priebehu 15 minút.

Pozorne si prečítajte celý návod na obsluhu a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené, aby ste získali všetky potrebné informácie a mohli si naplno vychutnať chvíle relaxu.



POPIS PARAFÍNOVEJ VANIČKY BODY COMFORT BC 01

1. Priehľadný plastový poklop
2. vnútro vaničky
3. ochranná plastová mriežka
4. ovládací panel
5. spodná časť vaničky
6. zásuvka pre koncovku elektrického káblu na zasunutie do vaničky
7. hlavný vypínač na vaničke
8. tlačidlo „II“ zastavenia ohrevu a udržiavania momentálne dosiahnutej teploty v okamžiku potlačenia tohoto tlačidla
9. tlačidlo „I“ zapnutia ohrevu
10. ľavá červená kontrolka potvrdenia napojenia vaničky na zdroj z elektrickej siete
11. pravá červená kontrolka funkcie ohrevu
12. tlačidlo regulácie zvyšovania teploty ohrevu
13. tlačidlo regulácie znižovania teploty ohrevu
14. číslíkový displej zobrazujúci teplotu vyhrievacieho telesa v stupňoch Celzia
15. koncovka elektrického káblu zasunutá do patričnej zásuvky na vaničke

Tento parafínový kúpeľ sa môže používať iba na účely popísané v tomto návode na používanie.

V záujme dosiahnutia čo najdlhšej životnosti tejto parafínovej vaničky sa odporúča používať parafín BODY COMFORT od dodávateľa tejto parafínovej vaničky.

UVEDENIE PRÍSTROJA DO CHODU:

- vyberte parafínovú vaničku z obalu
- zdvihnite veko-poklop a vyberte všetky výplne, obaly a príslušenstvo
- postavte parafínovú vaničku na suchý, pevný, vodorovný, plochý a nehorľavý podklad
- vyberte plastovú ochrannú mriežku
- parafín po stiahnutí obalu pokrájajte na čo najmenšie kúsky (urýchli sa tým jeho rozpúšťanie)
- pripravený parafín bez obalu treba vložiť do vaničky

- táto parafínová vanička má na pravej spodnej strane špeciálny otvor na zasunutie jednej strany koncovky elektrického káblu a vedľa neho je hlavný vypínač parafínky. Pre zapnutie parafínky je treba tento hlavný vypínač zatlačiť do polohy „I“ a naopak pre vypnutie parafínky je treba tento vypínač zatlačiť do polohy „0“. Hlavný vypínač je ale funkčný až po zasunutí oboch koncoviek elektrického káblu do patričných zásuviek: najprv treba zasunúť jednu koncovku do otvoru na to určeného na pravej spodnej strane parafínky a až následne druhú koncovku treba zasunúť do zástrčky elektrickej siete, ale výlučne len 230 V 50 Hz.



- po vytiahnutí všetkých doplnkov a príslušenstva z vaničky, vložíme do nej parafín /maximálne prípustné množstvo parafínu v prípade tohoto modelu je max. 5 kilogramov parafínu / , priložíme veko na vaničku a prepne hlavný vypínač do polohy „I“
- po zapnutí hlavného vypínača do polohy „I“ sa rozsvieti ľavá červená kontrolka a na číselnom displeji sa zobrazí číslo poslednej nastavenej teploty ohrevu
- viacnásobným potlačením pravej hornej šípky smerom hore, alebo naopak dolnej šípky smerom dole, si možno nastaviť ľubovoľnú teplotu, na ktorú sa má rozohriať parafín. Najvyššia maximálna možná teplota ohrevu u tohoto modelu parafínovej vaničky je až 85 stupňov Celzia. Na zfunkčnenie ohrevu je ale treba potlačiť ľavé horné tlačidlo „I“ na ovladačom paneli, čím sa spustí ohrev a začne stúpať teplota vyhrievania. Súčasne začne blikať pravá červená kontrolka a tá bude blikať až dokým teplota parafínky / vyhrievacieho telesa vo vnútri parafínky / nedosiahne zvolenú teplotu. Po dosiahnutí zvolenej teploty pravá červená kontrolka prestane blikať a bude trvale svietiť – to je znak toho, že vanička dosiahla nastavenú teplotu a je teda v nastavenom prevádzkovom režime. V takejto situácii sa môže stať, a je to úplne správne, že na displeji sa na krátko zobrazí i o 3-4 stupne Celzia vyššia teplota ako bola nastavená, ale po chvíli klesne o niečo nižšie ako na predvolenú teplotu. Ak sa tak stane, automaticky sa zapne ohrev aby udržiaval nastavenú teplotu. Je to dané tým, že po vypnutí vyhrievania dochádza k určitej zotrvačnosti
- pre zmenu nastavenia teploty je vždy treba najprv potlačiť ľavé horné tlačidlo na ovládači „I“, potom si šípkami hore alebo dolu nastaviť želanú teplotu a následne znovu potlačiť horné ľavé tlačidlo „I“

- **!!! Dôležité upozornenie !** Parafínová vanička sa nikdy nesmie rozohrievať prázdna, ani s vodou ani žiadnou inou tekutinou ! Táto parafínová vanička je výlučne určená iba na rozohrievanie parafínu ! Nikdy sa do nej nesmie nalievať ani voda ani žiadne iné tekutiny !
- Po určitom čase keď vanička dosiahne nastavenú teplotu, namiesto blikania pravej červenej kontrolky táto začne trvalo svietiť
- parafín je použiteľný iba rozpustený, ale zároveň nesmie byť moc horúci, aby nedošlo k popáleniu pokožky ! Maximálna prípustná teplota parafínu pre humánne účely môže byť maximálne do 60 stupňov Celzia !
- čas topenia pri prvom rozohrievaní 1 kilogramu nízkotopného parafínu BODY COMFORT „46“ pri nastavení najsilnejšieho/najvyššieho ohrevu 85 stupňov Celzia, je iba cca 50 minút. Pri ďalšom následnom rozohrievaní by to nemalo byť dlhšie ako cca 55 minút. Dĺžka času topenia parafínu je najviac závislá okrem iných predovšetkým od nasledujúcich 3 faktorov: množstvo parafínu, bod topenia parafínu a teplota ohrevu. Napríklad 2 kg nízkotopného parafínu BODY COMFORT „46“ by sa mal v tejto parafínke pri nastavení maximálneho ohrevu roztopiť za cca 60 minút = 1 hodinu
- **!!! Velmi dôležité upozornenie ! !** Parafín sa nesmie aplikovať na pokožku ihneď po roztopení !!! Vtedy totiž môže mať teplotu až okolo 85 stupňov Celzia a došlo by k popáleniu !
- Parafín je možné aplikovať až po znížení jeho teploty na prijateľnú hladinu, čo je maximálne 60 stupňov Celzia, optimálne okolo 50-55 stupňov Celzia. Toto sa dá docieľiť tak, že po roztopení parafínu sa na displeji nastaví teplota na približne 55 stupňov Celzia a treba počkať, pokiaľ teplota parafínu klesne na túto hladinu – čo za normálnych okolností trvá cca 25-35 minút, kým sa na displeji zobrazí nastavená teplota 55 stupňov Celzia. Až po poklese teploty pod 60 stupňov Celzia je možné a bezpečne používať aplikovať parafín z vaničky.
- účel plastovej ochrannej mriežky je ochrana ruky, respektíve inej namáčanej časti tela pred prípadným popálením o dno vaničky. V každom prípade je treba plastovú mriežku po použití vytiahnuť z vaničky a nechať ju mimo vaničky, pretože ak by bola v parafíne, tak pri následnom roztápaní parafínu by spôsobila podstatné predĺžovanie času topenia parafínu
- teplotu vyhrievania parafínu v prípade tohoto modelu parafínky je možné si nastaviť na akúkoľvek hladinu v rozptí od 20 do 85 stupňov Celzia. Je ovšem veľmi dôležité vedieť, že pri teplote vyššej ako 60 stupňov Celzia môže dôjsť k popáleniu pokožky ! A zároveň každý parafín má svoj bod topenia. K tejto parafínovej vaničke je originálne dodávaný parafín s bodom topenia cca 46 stupňov Celzia, takže pre účely jeho udržiavania v roztopenom a funkčnom stave je treba vaničku udržiavať v tepelnom pásme cca okolo 50-55 stupňov Celzia
- vždy pred použitím parafínu je dobré si vyskúšať jeho teplotu krátkym namočením zápästia do parafínu, pretože citlivosť na teplotu je u každého iná a aby sa tak preventívne predišlo prípadnému popáleniu
- funkcia tlačítka „II“ je zastavenie vyhrievania pri tej teplote, v ktorej sa momentálne vanička + parafín nachádza. Pri akej aktuálnej teplote sa tlačítko potlačí, pri takej teplote sa bude parafín/vanička udržiavať.
- **!!! Dôležité upozornenie:** keď sa vyhrievanie nastaví na určitú teplotu a keď ju dosiahne, vyhrievanie sa automaticky vypne a bude sa udržiavať zhruba v rozptí v nastavenej teplote. Prítom nastáva štandardná situácia u vyhrievacích zariadení, že teplota môže zotrvačne stúpnuť o pár stupňov vyššie / maximálne o cca 5 stupňov Celzia / pričom po poklese sa automaticky zapne ohrev na udržiavanie zvolenej teploty parafínu. Znamená to, že parafín aj vyhrievacie teleso nebude trvale a presne na určenej teplote, ale jeho teplota sa bude pohybovať v určitom rozptí okolo nastavenej teploty – to je bežná prax vyhrievacích + vyhrievaných telies!
- **! Dôležité upozornenie !** Do parafínovej vaničky sa nesmie vkladať nič okrem parafínu a to ani pri jeho rozohrievaní ! Ruky, chodidlá, prípadne iné časti tela sa môžu do vaničky vložiť výlučne až vtedy, keď bude na číselnom displeji aspoň 3 až 5 minút bez blikania zobrazená teplota maximálne 60 stupňov Celzia a nižšia, optimálne okolo 52-55 stupňov Celzia. Z bezpečnostno-preventívnych dôvodov sa nedoporučuje časti tela prikladať k aluminióvemu okraju vaničky a zároveň sa doporučuje preventívne používať plastovú mriežku na dne vaničky. Je to preventívna ochrana pred prípadným popálením pokožky
- táto parafínová vanička je určená výlučne na humánne účely !

ÚČINOK PARAFÍNOVÉHO KÚPEĽA A ZÁBALOV:

PARAFÍNOVÝ KÚPEĽ A ZÁBAL = lokálna termoterapia.

Termoterapia je jedna z najstarších prírodných terapií.

Teplota tekutého parafínu pri aplikácii je cca 50 - 55°C. Parafín sa na postihnuté miesto naniesie štetcom v niekoľkých vrstvách (chrbát, kĺby, tvár atď.), alebo sa ruky, chodidlá, lakte niekoľkokrát ponoria do vaničky s nahriatým parafínom. Parafínové zábaly predstavujú procedúru, ktorá kombinuje zdravotné aj estetické účinky. Bežne sa aplikujú v kúpeľoch predovšetkým na oblasť chrbtice, kĺbov a svalov. Parafínové zábaly pôsobia ako mini-sauna. Využíva pozvoľné prenášanie suchého tepla z parafínu na hĺbkové prehriatie, ktoré vyvolá reakciu termoregulačného typu. V dôsledku toho dochádza k zlepšeniu prekrvenia ošetrovaného miesta a tým k stimulácii regenerácie tkaniva, uvoľneniu svalových spazmov, urýchli sa metabolizmus a zvyšuje sa odolnosť organizmu. Parafínové zábaly napomáhajú nielen na uvoľnenie a zníženie bolesti pohybového aparátu, ale majú blahodarný účinok na celé telo, cítite sa uvoľnene, účinok je rýchly a dostavuje sa vysoký a okamžitý kozmetický efekt – jemná, akoby hodvábná pokožka

INDIKÁCIA LOKÁLNEJ APLIKÁCIE TEPLA:

problémy pohybového systému, poúrazového, alebo degeneratívneho pôvodu, chronická reumatoidná artritída a ďalšie postihnutia, predovšetkým drobných kĺbov končatín, osteoartrózy, Bechterevovo ochorenie, chrbticový bolestivý syndróm, neurologické ochorenia, tenisový lakeť a všade tam, kde teplo prináša úľavu od bolesti.

V KOZMETIKE:

Parafínový zábal je veľmi príjemná aplikácia teplého kozmetického parafínu na tvár, dekolt, ruky, alebo chodidlá. Dochádza k celkovému prehriatiu, prekrveniu a hydratácii ošetrenej pokožky. Pred aplikáciou sa odporúča naniesť výživný pleťový krém, alebo masku, ktorá sa potom bez zvyšku vstrebe. V priebehu zábalu dochádza k odovzdaniu tepla a účinných minerálov do pokožky, zvyšuje sa jej prekrvenie, zmäkčuje a zvyšuje sa jej tonus, zároveň má blahodarný účinok na drobné kĺby, uvoľňujú sa svalové spazmy. Medzi najobľúbenejšie patria parafínové zábaly rúk. Pravidelnými parafínovými zábalmi sa docieli nielen spevnenie nechťov, krásna jemná hodvábná pokožka, jej viditeľné a okamžité omladnutie, ale dochádza k uvoľneniu drobných kĺbov, stuhnutého zápästia, ktoré sú následkom jednostrannej námahy napr. pri práci na počítači.

MASÉRI:

Pred masážou, na prehriatie a uvoľnenie masírovaných oblastí a tým dochádza k zvýšeniu účinku masáže.

POSTUPY PRI PARAFÍNOVOM KÚPELI

* parafínový zábal rúk:

- pred vložení rúky do vaničky je nutné z rúky všetko zložiť (prstene, náramky, rukavičky atď.). Ruky je potrebné umyť a utrieť do sucha, doporučuje sa natrieť ich vhodným pleťovým krémom
- prsty jemne roztrhnúť a pomaly ponoriť celú dlaň do parafínu, chvíľku vydržať v parafíne, ruku pomaly vybrať a po 3 sekundách znovu ponoriť. Toto opakovať asi tak 3-5x, až sa stane parafínový zábal nepriehľadný. Čím bude vrstva parafínového zábalu silnejšia, tým sa zvyšuje účinok zábalu. Pri namáčaní sa musí dávať pozor, aby sa ruky nedotýkali bočných stien a dna vaničky, pretože by prípadne mohlo dôjsť k ich popáleniu. S rukou počas celej doby procedúry nehýbať, aby zábal nepopraskal – to je veľmi dôležité
- Na zábal sa natiahne igelitový návlak a následne termorukavice, čím sa dosiahne vyšší účinok a odporúča sa nechať zábal na ruke minimálne 15 minút pôsobiť
- Po vychladnutí parafínu sa ruka vyberie z termorukavice, stiahne sa igelitový návlak a zotrie sa z nej parafín. Takto použitý parafín sa nedoporučuje viackrát používať, pretože v ňom zostávajú mŕtve bunky z pokožky
- Následne sa odporúčajú vmasírovať oleje, alebo iné kozmetické prípravky do pokožky, čím sa dosiahne vyšší regeneračný a osviežujúci účinok parafínového zábalu

* parafínový zábal nôh:

pri parafínových zábaloch nôh sa postupuje obdobne ako pri zábaloch rúk, rovnako sa dajú namáčať lakťe, zápästia, alebo použiť parafínový náter. POZOR, v parafínovej vaničke sa nikdy nesmie stáť! Používať sa smie len v sede!

* parafínový náter:

veľké plochy (chrbát) a kĺby sa natierajú štetcom, vždy v niekoľkých vrstvách, následne sa priloží igelitová fólia a na ňu uterák. Po aplikácii je postup rovnaký ako pri zábaloch.

Na tvár a dekolt sa naniesie pleťová maska a na ňu sa aplikuje parafínový náter - vždy je nutné teplotu vopred vyskúšať, pretože pokožka je v týchto miestach obzvlášť citlivá, (aplikácia sa neodporúča pri rozšírených póroch a popraskaných žilkách) a pozor na pokožku v okolí očí, ktorá je veľmi citlivá.

Miesto štetca sa dá do parafínu namočiť obväzový materiál /gáza, obväz/, alebo netkaná textília a následne priložiť na telo ako obklad a ďalej pokračovať ako pri nátere štetcom.

Poznámka:

V prípade aplikácie pre viac osôb výrobca dôrazne upozorňuje na dodržiavanie všetkých platných hygienických predpisov!

Veko musí byť na vaničke počas celej doby zahrievania parafínu. Po každej aplikácii je nutné dať veko späť na vaničku.

Po ukončení aplikácie sa prístroj vypne hlavným vypínačom do polohy „O“, vytiahne sa koncovka elektrického káblu zo zástrčky elektrickej siete, odklopí sa veko a vyberie plastová ochranná mriežka z dna vaničky. Po ztuhnutí parafínu môžeme túto mriežku položiť na ztuhnutý parafín a vaničku uzatvoriť vekom.

POSTUP PRI ČISTENÍ PARAFÍNOVÉHO KÚPEĽA:

- pred čistením zapnite vaničku do prevádzky a nechajte zapnutú do tej doby, až bude parafín viditeľne roztopený okolo celého obvodu vaničky
- vaničku vypnite a vytiahnite koncovku elektrického káblu z elektrickej siete
- opatrne vyberte parafín pričom treba dať pozor na prípadné popálenie a vnútornú časť vaničky vysušte papierovou utierkou, nikdy nevyliievajte horúci parafín! Mohlo by dojsť k popáleniu !
- vonkajšia časť sa čistí mäkkou utierkou a neagresívnymi čistiacimi prostriedkami,
- parafínovú vaničku nikdy nečistíte ostrými predmetmi, nesmie sa škriabať, používať drsné predmety, aby nedošlo k poškodeniu prístroja ani jeho častí
- pokiaľ používa parafínovú vaničku jedna osoba, odporúča sa po max. cca 40 použitiach vaničku vyčistiť a vymeniť parafín.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

V prípade používania elektrických spotrebičov, najmä v prostredí, kde sa pohybujú deti, sa musia dodržiavať základné bezpečnostné predpisy a predovšetkým nasledujúce inštrukcie:

- pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod na obsluhu, vrátane nižšie uvedených bezpečnostných pokynov, a dodržujte ich !
- vždy po ukončení používania vaničky vytiahnite koncovku elektrického káblu zo zásuvky elektrickej siete! Obzvlášť pozorne postupujte pri čistení prístroja, podľa v tomto návode uvedených inštrukcií
- nikdy parafínovú vaničku nepoužívajte počas kúpeľa, sprchovania, v mokrom a ani vo vlhkom prostredí
- nikdy parafínovú vaničku neukladajte a ani neskladujte na mieste, kde by mohla spadnúť do vane, umývadla, alebo akejkoľvek inej tekutiny
- táto vanička sa nesmie namáčať do vody ani inej tekutiny !
- **NIKDY NESIAHAJTE NA PRÍSTROJ, KTORÝ SA NAMOČIL DO VODY, ALEBO INEJ TEKUTINY. POKIAĽ NASTANE TAKÁTO SITUÁCIA, PRÍSTROJ OKAMŽITE BEZPEČNE ODPOJTE OD ELEKTRICKEJ SIETE A POŠLITE DO AUTORIZOVANÉHO SERVISNÉHO STREDISKA!** Obvykle takýto prístroj býva neopraviteľne znehodnotený
- Počas doby používania musí byť prístroj vždy pod dohľadom dospelaj svojprávnej osoby. Pokiaľ sa v blízkosti prístroja pohybujú deti, invalidi, alebo nesvojprávne osoby, je nutná zvýšená opatrnosť !
- Parafínový kúpeľ musí byť vždy pri vkladaní alebo pridávaní parafínu, alebo inej manipulácii, vypnutý z elektrickej siete.
- Tento parafínový kúpeľ sa nesmie používať ak došlo k poškodeniu elektrického káblu, jeho koncovky, v prípade, že prístroj nepracuje spoľahlivo, po páde alebo inom poškodení, v prípade namočenia, alebo pádu do vody. Vo všetkých týchto prípadoch pošlite prístroj do autorizovaného servisného strediska!
- V prípade neoprávneného ne kvalifikovaného zásahu do prístroja akoukoľvek neautorizovanou osobou zaniká nárok na záručné plnenie a výrobca neručí za prípadné vzniknuté škody!
- Elektrický kábel sa nesmie dotýkať tohto prístroja, rovnako iné elektrické káble sa nesmú dotýkať parafínovej vaničky.
- Tento parafínový kúpeľ sa nesmie používať v čase spánku, alebo počas driemania.
- Parafínový kúpeľ sa môže používať iba v interiéroch, nesmie sa používať v aerosolovom prostredí, alebo kde sa pracuje s kyslíkom, alebo inými výbušnými plynmi.
- Tento prístroj nikdy nesmie byť napojovaný na predĺžovací elektrický kábel.
- Neaplikujte horúci parafín na citlivé miesta napr. v okolí očí, aby sa nepoškodila pokožka, vždy si teplotu parafínu vopred vyzkúšajte.
- Elektrický kábel nesmie byť pohodený tak, aby bolo možné ním potiahnuť, alebo o neho zakopnúť, a tak strhnúť vaničku, tým ju poškodiť, prípadne popáliť osoby, či spôsobiť inú škodu. Vanička musí byť vždy vo vodorovnej polohe. Pozor predovšetkým v prítomnosti detí!
- Nikdy sa nedotýkajte elektrického káblu a jeho koncovky mokkými, alebo vlhkými rukami, rovnako prístroj vždy zapínajte, alebo vypínajte vždy len suchými rukami.
- Nikdy sa prístroj nesmie ťahať, alebo niesť za elektrický kábel.

- Nikdy nestojte V alebo NA vaničke, vždy ju používajte iba posediačky!
- Parafínovú vaničku skladujte na suchom mieste, mimo dosahu detí a v záujme ochrany pred znečistením v pôvodnom obale.
- Parafín pre tento účel sa nikdy nesmie zahrievať na peci, v mikrovlnnej rúre, ale ani v žiadnych plastových obaloch.
- Do tohoto parafínu sa nesmú používať žiadne prísady, v opačnom prípade výrobca neručí za prípadné poškodenie a vzniknuté škody, zároveň sa na takto upravený parafín nevzťahuje potvrdenie o zhode.

PARAFÍNOVÝ KÚPEĽ SA NESMIE APLIKOVAŤ V TÝCHTO PRÍPADOCH:

- otvorené rezné a iné rany
- zapálené oblasti pokožky
- periférne vaskulárne ochorenia, pri ktorých je oslabená cirkulácia
- oblasti akútneho zápalu, alebo oblasti, kde je znížená citlivosť vnemov
- ihneď prerušte používanie pokiaľ by parafín spôsobil dermatitídu
- pokožka, na ktorú sa aplikuje parafín, musí byť úplne suchá
- v prípade pocitu silného tepla, alebo chladu v dobe používania parafínového kúpeľa ho prerušte, pretože to môže naznačovať zdravotné problémy a poraďte sa so svojim ošetrovateľom, taktiež v prípade nejasností ohľadne periférnych vaskulárnych ochorení a akýchkoľvek iných sa poraďte s lekárom, alebo fyzioterapeutom

Technické parametre parafínovej vaničky: 230 V / 50 HZ – max. 300 Watt

V prípade akéhokoľvek problému či už pri uvedení vaničky do chodu alebo jej používaní, nás neváhajte kontaktovať najlepšie emailom: info@bodycomfort.biz, prípadne telefonicky na tel.č. 0903 630 681 V Slovenskej republike je práve záväzný iba slovenský text tohoto návodu na používanie.

ZÁRUČNÝ LIST

Výrobca / dodávateľ poskytuje na parafínový kúpeľ BODY COMFORT BC 01 záruku v prípade individuálneho používania 2 roky od dátumu predaja. V prípade profesionálneho, podnikateľského alebo akéhokoľvek iného používania za účelom ziskov alebo ziskov platí záruka 6 mesiacov od dátumu predaja.

Počas tejto doby bude v prípade potreby bezplatne odstránená výrobná, alebo konštrukčná vada. Prípadné náklady na prepravu do servisu niesú predmetom záručného plnenia.

Nárok na záruku zaniká v prípade neoprávneného zásahu do prístroja neautorizovanou osobou, v prípade používania tohoto prístroja na iný účel, ako je uvedený v tomto návode na obsluhu a tiež nedodržaním vyššie uvedených pokynov a návodov na obsluhu parafínového kúpeľa BODY COMFORT BC 01.

Prípadné nároky zo záruky je oprávnený riešiť výlučne autorizovaný servis:

BODY COMFORT spol. s r.o.

Floglová 4

851 01 - Bratislava

e-mail: info@bodycomfort.biz

www.bodycomfort.biz

tel. č.: 0903 630 681

DÁTUM PREDAJA:.....

PODPIS A RAZÍTKO PREDAJCU:.....

DOVOZCA:

BODY COMFORT spol. s r.o.

Floglová 4

851 01 Bratislava

e-mail: info@bodycomfort.biz

www.bodycomfort.biz

tel. č.: 0903 630 681

GB Instruction Manual + Guarantee sheet

Congratulation for choosing this paraffin wax spa BODY COMFORT BC 01, which has a high heat capacity to absorb and retain a great amount of heat. Paraffin wax spa takes advantage of paraffin heat retaining capacity in a simple process which is called heat transfer. Heat is transferred to the core of the affected area as paraffin area goes through a phase change. At the same time, the heat from paraffin opens pores and increases circulation in the skin, leaving skin softened and more radiant.

READ ALL INSTRUCTIONS in this manual before using and follow all warning instructions!

Functions + features of paraffin wax spa BODY COMFORT BC 01:

- soften and moisturize dry hands, elbows, feet and any other part of the body while putting a wax
- can ease pain in sore joints
- relief from tired muscles
- good by rheuma diseases

This handy paraffin wax spa turns your home into a „beauty salon+health spa“ .



Produkt description:

1. transparent plastic cover
2. inside of the wax tub
3. protective plastic grid
4. control panel
5. lower part of the wax heater
6. socket for electrical wire in the wax heater to plug in
7. power switch on the wax heater
8. button „II“ for disconnecting heating function and holding reached temperature only
9. start button „I“ for starting of heating function
10. left side power indicator light
11. right side heating indicator light
12. button selector for temperature increasing
13. button selector for temperature decreasing
14. display indicating temperature of the heating element in degree Celsius
15. plugged in electrical cable in the wax heater

This electrical appliance can be used only for the purpose described in this instruction manual. No other use is allowed !

When using this electrical appliance, especially when children or disable persons are present, all safety precautions must be always followed.

How to set up the paraffin wax spa:

- remove all the contents from the packaging. Open the bags of the paraffin wax spa and place the wax inside the tub.

Note: Make sure that the tub is clean and empty before putting the paraffin wax into the tub. This model of paraffin wax spa is designed for up to max. 5 kilograms of paraffin wax while you have to put inside minimum of 1 kilogram of wax to cover the bottom of the tub.

- This paraffin wax heater can be used/heated only with paraffin wax. No use of water or any liquid is allowed !



- plug in one side of the power cord into the socket in the wax heater /15/ and after that another side of the power cord to power socket on the wall, but be careful while this can be plugged only into the 230 Volt/ 50 Hz electrical net. Then turn the power switch on to the position „I“
- paraffin wax heater must be placed on the horizontal flat, fixed, heat-resistant surface
- for safety purpose you can use the protective plastic grid, but after the use this must be pulled out, while making the melting time much more longer
- for making on the power, press the power switch to the position „I“ and the right indicating power light will appear and on the display will appear the last adjusted temperature.
- for adjusting/changing the temperature of heating first press the start button „I“ on the controller and press up or down for selection of the temperature. Maximum temperature level in this wax heater is 85 degree Celsius. During increasing the temperature the heating indicating light is flashing. After reaching the selected temperature the light will stop flashing and will appear.
- for changing the selected temperature is always necessary to press the left up button „I“ followed by selecting the temperature and after selection of temperature once more pressing button „I“ on the controller.

- !!! Important notice !: Wax heater can be heated only when there is any paraffin wax inside ! Never heat up the wax heater without wax ! It is not allowed to put inside water or any liquid ! Do not heat up empty wax heater !
 - after reaching the adjusted temperature of the heating element/paraffin wax, the red indicating heating light will stop flashing, and will light only
 - paraffin wax can be used only melted, but not immediately after melting ! At that time it can be too hot, what can be dangerous while burning the skin ! Maximum temperature level of wax can be up to 60 degree Celsius and less ! Otherwise the skin can be burned !
 - fastest melting time during the first melting of 1 kilogram low melting point wax „46“ inside the tub is by adjusting this wax heater on the maximum of 85 degree Celsius heating, around 50 minutes. By following next melting, the time is up to 55 minutes.
 - melting time on average depends on many different factors, beside others from amount of the wax, melting point of the wax and maximum heating temperature. For example 2 kilograms of low melting point „46“ paraffin wax BODY COMFORT melting time is only up to-around 60 minutes !
 - !!! Important notice !: do not immerse hands, feet or any part of the body or skin inside the wax heater immediately after melting the wax ! At that time the wax temperature will be too high and can burn the skin ! The wax temperature at that time could have also around 85 degree Celsius what's very dangerous for the skin !
 - Paraffin wax can be used on the skin only after lowering the temperature of the wax on the accepted temperature of less than 60 degree Celsius, optimal would be around 50-55 degree Celsius. This can be reached by setting-adjusting the temperature on the controller to the level of around 55 degree Celsius and waiting some few time – usually around 25-35 minutes, until the wax temperature drops down. Before using is suggested to prove the wax temperature by checking it with the finger
 - purpose of the protective plastic grid is burning protection while putting the hands, elbows, arms inside of the tub
 - protective plastic tube must be pulled out from the tub after using-therapy
 - temperature of the paraffin wax by this wax heater can be adjusted just after the wish of the user up to 85 degree Celsius, only is needed to be considered, that the temperature over 60 degree Celsius is dangerous for human skin and can burn the skin !
 - paraffin wax included in this wax heater is a specially approved cosmetic+medical wax BODY COMFORT with low melting point of around 46 degree Celsius, means to use is melted the temperature controller needs to be adjusted to around 50-55 degree Celsius
 - function of „II“ button on the controller is immediate stop of heating and holding the warmth of the wax at the reached level
 - ! Important notice: when heating will reach the adjusted level, heating will automatically stop and will be holding the range of the adjusted preselected temperature. It means, it will not stay exactly on the settled level, but will go some few degree up for warming and after that will fall down few degree also, after which will be automatically heated repeatedly to, that it will move in the temperature level around +/- max. 5 degree over/under the adjusted level, what is usual
 - for the safe use the hands, elbows, arms + others can be putted inside of the wax tube only dry, clean, without any metals + others like rings etc. and only after some 3-5 minutes after displayed maximum 60 degree Celsius on the display, or less
 - for your safety please try your best to avoid to touch the aluminium surface of the tub, whether on the bottom or on the side walls, to prevent eventually burning of the skin
 - this paraffin wax heater BODY COMFORT BC 01 is good only for human use, individual or also professional use !
- Important notice:

It's strongly recommended the testing of the paraffin wax temperature on the inside of the wrist area before dipping on your hand, elbow or foot entirely !

Place the grate into the unit only when the paraffin wax is melted.

How to use the paraffin wax treatment:

First you have to pull out all the jewellery + bracelets + rings + diamonds + watches + others from the area which will be treated. Clean the area of the body part and skin to be treated with warm water and soap, and then apply a light coat of lotion on the skin before dipping into the wax. It will allow the wax to be removed easier and help moisturize the skin.

Important notice: you have to test the paraffin wax temperature on the inside of your wrist to make sure the temperature of the wax is comfortable before immersing your hand, elbow, foot or any other part of your body, into the paraffin wax.

Immerse the hand or elbow into the paraffin wax, hold it there for some few seconds only and then remove it out. Before redipping you have to wait some 5 seconds /until the paraffin wax no longer appears shiny/. The point is to dip and pull out of the wax the body part to build up layers of paraffin wax.

Important notice: Do not leave any part of your body or skin in the tub for long time, do not soak, dip quickly in and out !

Repeat this process 3 to 5 times ! For relief of joint and stiffness dip 10 to 15 times to form a very thick glove. For very dry cracked skin apply at least 5 layers of paraffin.

Cover the treated area with a protective plastic liner and then slip on a mitt/boot. This retains heat for a longer time treatment. Allow the paraffin wax to remain in the place until the heat goes away = about 15 to 20 minutes.

When ready to remove the paraffin wax, first remove the mitts and plastic liners, then slide off the paraffin wax. Discard used plastic liners.

Normally discard used wax. But when you are the only person using this paraffin wax spa and the wax, then the wax could be reused, just put it back into the tub to remelt.

Important notice: you have to follow all the hygienical standards and regulation valid in your country to protect yourself and to avoid any health or safety problems!

Maintenance:

Unplug the electrical appliance and remove grate. Allow paraffin wax to solidify.

Push on one end of the paraffin wax spa block and it will tip up. Lift the block out of the machine or dispose of it. ! Do not use sharp subjects or objects to remove the paraffin wax block. This may scratch or damage the tub. If the paraffin wax does not remove easily, plug the machine in and allow to heat for about 15 minutes, then remove the paraffin wax block and unplug the appliance.

Wipe inside of the tub with the disposable cloth to remove residual dirt and rest of paraffin wax.

!!! IMPORTANT NOTICE: do not pour water into the paraffin wax heater or do NOT immerse this appliance into the water !!! You can use a damp soapy cloth to wipe clean this appliance.

This paraffin wax spa must be stored in a cool and dry place.

Technical data:

- power source electrical net 230 Volt/50 Hz
- Power consumption: max. : 300 Watt only
- CE and ROHs tested and certified

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and PRECAUTIONS:

Please read all these instructions and follow them fully:

- To reduce the risk of electric shock:
- do not leave this appliance unattended while switched on
- do not place this appliance from where it could fall or to be pulled into the tub or sink. Do not place in or drop into water or any other liquid
- always before cleaning unplug this appliance from the electrical net-outlet
- do not plug or unplug this appliance when hands are wet.

WARNINGS:

To reduce the risks of burns, fire, electric shock or injury to persons you have to follow all these instructions:

- this appliance is no toy, can not be used by children, close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children, invalids or disabled persons
- this appliance can NOT be used by any person suffering from any physical ailment that would limit the users capacity to operate the controls
- use only attachments and wax provided with the unit or delivered by manufacturer of this paraffin wax spa
- do not use attachments NOT provided with this unit

- do NOT operate this appliance if it has a damaged cord or plug, or if it is not working properly, if it has been dropped into the water or any liquid
- keep electrical power cord away from heated or hot surfaces
- do not carry this appliance by power supply cord or do NOT use the power supply cord as a handle !
- do not use this product outdoors !This product is designed and developed for indoor use only
- do not let the power cord hang over the edge of the table or any counter
- do not place this product on or near any hot place, hot gas, flames, hot electric element, on, inside or near a hot or heated oven.Do NOT place this produkt on the top of any other appliance
- do not operate where aerosol spray products are being used or where oxygen is being administered
- this appliance is not intended for childrens use !
- never use this product while sleeping or dropsy
- never use this product while in bed
- do not apply the hot wax near eyes or other sensitive areas of the body
- do NOT touch the hot surfaces
- NEVER use any sharp instruments to remove solidified paraffin wax from the unit
- use appliance on a sturdy level surface only
- always store this appliance in a cool and dry place

SPECIAL WARNINGS:

- in case you have, had, or have had ANY skin or other health problems, diseases and or similar health problems you MUST consult your doctor-physician BEFORE first use of this appliance!
- use this appliance only in sitting position – while seated.Do NOT stand on or in the tub !
- do not apply paraffin wax on any open cuts or wounds, warts, inflamed skin, or when the sensation of any extremities is decreased
- you have to consult your doctor-physician, if you have any questions or concerns about acute inflammation and peripheral vascular disease or decreased sensation of any extremity before using
- discontinue using and consult your physician if the paraffin wax feels to be too hot or if it does not feel warm enough.This may indicate a possible physical problem
- immediately discontinue use of this appliance and consult your doctor-physician in case of dermatitis,discomfort, irritation, or pain occurs from continued paraffin treatments
- do NOT overfill the appliance with paraffin wax and always keep the paraffin wax level about less than the top allowed and marked inside of the tub
- NEVER use this appliance WITHOUT paraffin wax !!!
- do NOT heat paraffin wax in any of its packaging !! Paraffin wax can be heated ONLY without any packaging!
- paraffin wax can not be heated over an open flame, on a range,stove or in a microwave !
- do not pour the melted paraffin wax from the tub !
- do NOT use any accessories, wax or others, different from delivered by this manufacturer.Break of this rule can cause breaking of the guarantee while manufacturer of this produkt can NOT be responsible for destroying of this product while using unknown attachments, spare parts, different wax etc.It is **STRONGLY RECOMMENDED** to use all the manufacturers parts, attachments like wax, gloves etc.
- in ANY case of any problems, please contact your next local authorized service to solve your problem as soon as possible and in competent and qualified way.Any use of any uncompetent and unauthorized steps into this product through unauthorized staff will cancel any guarantee rights,
- the user of this appliance have to follow all the safety regulations valid in the country of use and is fully responsible for this

Guarantee sheet

Manufacturer of paraffin wax spa BODY COMFORT model BC 01 is fully responsible for all the production damages within 2 years from the date of the purchase by individual use and 6 months after the date of purchase in case of any professional use. During this date period manufacturer will solve all the problems of the product caused in production. This guarantee does NOT include any damages caused by user, unauthorized staff or similar, shipping cost to the service. Manufacturer is also not responsible for damages caused through use of this product for different purpose as described in this instruction manual. In any case of any NON authorized hit-intervention into this product, fall out any right or requirement for any guarantee. To apply sucesfully for a guarantee service you need to present the original bill of the authorized dealer/seller.

Any reclaim rights or requirements kindly please contact following authorized service: our authorized service staff is in Czech republic + Slovakia, adresses are in disposal on the previous pages.

Also in any case of any unclearancies concerning using this wax heater please do not hesitate to send us email to: info@bodycomfort.biz or eventually to call to the mentioned phone numbers.

Date of the purchase:

Place, stamp and signature of the authorized seller:

