



Ilustrační obrázek

Účel použití

Transportní lehátko je vhodné pro transport pacientů zaškolenou obsluhou uvnitř budovy po rovných a dostatečně pevných podlahách. Lze ho použít při převážení pacientů z lůžka například na vyšetření rentgenem, k zákrokům prováděných na operačních stolech, k fyzikálnímu, klinickému vyšetření pacientů při plném vědomí a v analgosedaci, k provádění menších chirurgických zákroků a endoskopických výkonů a pro ambulance I. pomoci. U pacientů v analgosedaci je možno transportní lehátko použít k výše uvedeným výkonům pod podmínkou zvednutých postranic a trvalého dohledu odborného personálu.

Pevná kovová konstrukce

- Pro převoz pacientů v interiéru
- Hydropohon s ovládacími pákami na obou bocích lehátka
- Dvou segmentová neodnímatelná ložná plocha
- Ve všech rozích ložné plochy jsou otočné nárazníky
- Nerezová postranice na obou bocích lehátka, postranice sklopné do boku
- Nerezová madla z obou čel lehátka
- Nerezová medi lišta (euro lišta 25 mm x 10 mm) po obvodu lehátka slouží také k ochraně koženky
- Otvory ø13 pro infuzní stojan v rozích u hlavového dílu
- Omyvatelná, otěru odolná a dezinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku

Technické parametry

- | | |
|-------------------------|--|
| • Výšková stavitelnost | 49 – 94 (cm) |
| • Vnější rozměry | 75 x 205 (cm) |
| • Rozměr ložné plochy | 66 x 195 (cm) |
| • Délka podhlavníku | 64 cm |
| • Naklopení podhlavníku | 0° až + 60°, nadlehčení pomocí plynové pružiny |
| • Tloušťka čalounění | 3 cm |
| • Kolečka | průměr 150 mm, centrálně ovládaná |
| • Nosnost lehátka | 170 kg (maximální hmotnost pacienta) |
| • Hmotnost lehátka | 80 kg |

Bezpečnostně technická kontrola (BTK): se provádí po 2 letech na základě vaší písemné objednávky

Volitelné možnosti za příplatek

- Možnost přidání výsuvného nerezového stojanu s dvěma háčky např. pro drátěný držák infuzní lahve
- Možnost přidání 2 ks zajišťovacích stavitelných pásů
- Možnost přidání držáku na roli zdravotnické papírové podložky o šíři max. 50 cm pod podhlavník
- Možnost antistatické verze koleček (1 ks pod podhlavníkem, označeno na kolečku žlutou tečkou)
- Naklopení nožního dílu 0° až + 10° (pomocí Rastomatu celkem ve 4 polohách)

